

# LUVÉ

LÁSER DE USO VETERINARIO



**EQUIPO DE TECNOLOGÍA LÁSER**

# BENEFICIOS

- Propicia la liberación de sustancias químicas.
- Estimula la síntesis proteica y enzima celular.
- Disminución y prevención de la inflamación.
- Efecto bioenergética celular.
- Proporciona activación celular en la zona aplicada.
- Apoyo en la cicatrización de heridas y traumatismo en los diferentes tejidos.
- Reducción y prevención de la edematización.
- Analgesia en la zona de aplicación.

**LÁSER TERAPÉUTICO  
DISEÑO  
EXCLUSIVAMENTE  
PARA TERAPIAS EN  
ANIMALES.**



**24 meses**  
de garantía

ACEPTAMOS



ÁREA DE TRABAJO	INCLUYE	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	CATEGORÍAS
<b>PUNTAL</b> ● 1.7 cm <sup>2</sup>	(Versión base) ● Consola con pantalla táctil ● 2 Puntales (Rojo e Infrarrojo) ● 1 Memoria USB con manuales de uso ● Par de lentes de protección ● Adaptador de corriente ● Extensiones de cable ● Base	● Modelo: LUV MINI- 1 ● Color del equipo: NEGRO ● Dimensiones del equipo: 27.7cm x 22.2 cm x 4.8cm	● Animales de compañía ● Animales exóticos ● Aves ● Réptiles ● Equinos
<b>MANERAL</b> ● 7 cm <sup>2</sup>	(Versión completa) Versión base más: ● Puntal colimado rojo ● Puntal colimado azul ● Maneral trifásico	● Voltaje: 12V DC 24 W ● Frecuencia: 1,000- 10,000 Hz	● Animales de granja ● Modo profesional



**Todos nuestros equipos usan tecnología de Diodo Láser de alta potencia.**

# MANERALES



## PUNTAL ROJO

$\lambda$ 658nm, potencia de 100mW. Trabajo nivel de la piel estimulando fibroblastos para renovación celular.



## PUNTAL INFRARROJO

$\lambda$ 980nm, potencia de 300mW. Penetración de 5 a 7cm en tejido blando y óseo.

## ADITAMENTOS ESPECIALES

\*Incluidos en la versión completa o venta por separado.



## MANERAL TRIPOLAR

Cabezal con 3 diodos de 980 nm 300 mW



## LÁSER COLIMADO ROJO

$\lambda$ 650nm, 80 mW. Permiten trabajar a distancia sin perder potencia.



## LÁSER COLIMADO AZUL

$\lambda$ 450nm, 80 mW. Permiten trabajar a distancia sin perder potencia.

## INTERFAZ LÁSER DE USO VETERINARIO



Selecciona los diferentes puntales para la mejor aplicación de cada tratamiento

Frecuencia, Potencia y Tiempo preprogramados para cada tratamiento.

# PROPIEDADES DEL LÁSER



## LÁSER ROJO

SUS EFECTOS SE BASAN EN TRANSFORMACIONES BIOQUÍMICAS, DE SÍNTESIS DE AMINOÁCIDOS Y CADENAS PROTEICAS. ADEMÁS DE LA ESTIMULACIÓN CELULAR, SE OBSERVAN MEJORES EFECTOS EN HERIDAS, QUEMADURAS, ULCERAS Y ESCISIÓN DE PIEL. RECOMENDADO PARA INFLAMACIÓN Y PADECIMIENTOS AGUDOS.



## LÁSER AZUL

RECOMENDADO PARA AFECCIONES DERMALES, ESTIMULA LOS PROCESOS PARA LA ELIMINACIÓN DE LA INFLAMACIÓN Y LA REDUCCIÓN DEL DOLOR, SE ENFOCA EN LOS VASOS SUPERFICIALES PARA EMPEZAR A ACTUAR DESDE ESTOS SIN CAUSAR ALGÚN TIPO DE DAÑO A LA DERMIS.



## LÁSER INFRARROJO

EL MÁS RECOMENDADO PARA TERAPIA ANTIÁLGICA, SUS EFECTOS VAN ENFOCADOS HACIA EL APORTE ENERGÉTICO PARA ACELERAR EL METABOLISMO ENERGÉTICO Y DE SÍNTESIS PARA LA RECONSTRUCCIÓN, Y REPARACIÓN DE LOS TEJIDOS. DESEABLE PARA PADECIMIENTOS AGUDOS Y CRÓNICOS.

**24** meses  
de garantía

ACEPTAMOS

